

KOOGEEK


Instruction Manual

T1

———— Infrared Ear Thermometer ————

PACKAGE INCLUDES

1. Len
2. Probe
3. Battery cover
4. Temperature display mode: ear or forehead
5. Screen
6. Measurement and Memory Function button
7. On/off and Ear or forehead temperature Mode button
8. Protection/vertical storage cap.



UNIT (C / F) SWITCH

The product has two temperature units: Celsius $^{\circ}\text{C}$ and Fahrenheit $^{\circ}\text{F}$

Switch Methods: When the product is off, please press and hold "power" button until the display shows " $^{\circ}\text{C}$ " and " $^{\circ}\text{F}$ " alternately. Then release the button when the display is showing the unit you want.

MEASUREMENT MODES SWITCH

When the product is powered on, press "power" to switch between ear temperature mode and forehead temperature mode.

EAR MEASUREMENT

1. Remove the protection cap.
2. Press "power" button for 2 seconds to power on. The default mode is ear temperature mode. The indicator light of ear temperature mode will flash. When Smart Thermometer is ready for measurement, the indicator will stop flashing.
3. Ear measurement: Gently pull the ear upwards and backwards to straighten the ear canal, fix your head, and insert the probe at eardrum level. Press measurement button and finish the measurement when you hear notification sound.
4. Measurement results will be displayed on the screen and recorded automatically.



Ways for straightening ear canal:

1. Babies younger than 1 year old should pull the ear at rear direction.
2. Children and adults elder than 1 year old should pull the ear at outward and upper direction.



FOREHEAD TEMPERATURE MEASUREMENT

1. Remove the protection cap.
2. Press "power" button to power on, and continue to hold the power button to select the forehead mode. The indicator light of forehead temperature mode will flash. When Smart Thermometer is ready for measurement, the indicator will stop flashing.
3. Forehead Measurement:
Place the probe in the middle of the eyebrows. Press the measurement button and slowly move the probe on the skin for about 3 seconds. Release the button when you hear the notification sound.
4. Measurement results will be displayed on the screen and recorded automatically.

Note:

When environmental temperature is low, forehead skin temperature exists rather big

difference, or probe fails to direct at eyebrows. This might cause the result that Ear measurement is lower than usual level.

To solve the problem, please press and hold the measurement button and move the probe between eyebrow (or temple). After having confirmed the probe scanning the eyebrow(or temple), release the button and finish the measurement.

MEMORY FUNCTION

Smart Thermometer can automatically store the latest 30 sets of measurement data of Ear and Forehead temperature.

Note: if you want to check recorded temperature data, please make sure the Smarte Thermometer is power off.

1. Press measurement button till the screen show "MEMORY" symbol before you check recorded temperature data.
2. Press measurement button continuously to view the records in turn.

POWER OFF

1. Press and hold the "power" button until the screen shutdown automatically.
2. This product will automatically shut down if there is no operation in one minute.

BLUETOOTH SETTING

1. Download Koogeek app: download link <http://app.koogeek.com/download>.
2. Install and log in: please register with an email account and log in.
3. Add a device: launch the app and enter the Home Page. Click "+" button to add the thermometer.
4. Click "install new device" and "Thermometer" button to connect.
5. Please follow the app instruction to finish remaining steps.

EINHEIT (°C/ °F) SCHALTER

Das Produkt hat 2 Einheiten : Celsius °C und Fahrenheit °F .

Schaltemodus: wenn das Produkt ist ausgeschaltet, drücken Sie bitte die "Power" -Taste lange, bis das Display " C " und " F " abwechselnd zeigt. Dann lassen Sie die Taste los, wenn das Bildschirm des Gerätes die Einheit zeigt, die Sie wollen.

MESSMODI-SCHALTER

Wenn das Produkt eingeschaltet ist, drücken Sie die "Power"-Taste, um zwischen Ohr-Temperaturmodus und Stirn-Temperaturmodus zu wechseln .

OHR-TEMPERATUR MESSEN

1. Entfernen Sie bitte die Schutzkappe.
2. Drücken Sie die "Power"-Taste, um es einzuschalten. Beim Einschalten ist der Standardmodus Ohr-Temperatur-Modus, und da leuchtet die Ohr-Temperatur-Modus-Anzeige, nachdem die Anzeige nicht mehr leuchtet, ist Thermometer vorbereitet zu messen.
3. Ohr-Temperatur messen: Ziehen Sie das Ohr nach oben und hinten, um den Gehörgang zu glätten, befestigen Sie bitte den Kopf, und stecken die Sonde in Gehörgang und ziehen auf Pauke. Drücken die Messtaste und wenn Sie eine Stimmer von "Di" hören, ist das Messen fertig.
4. Die Messergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt und automatisch speichert werden.



Weise für Gehörgang zu glätten

1. Babys, die jünger als 1 Jahr alt, sollten ihr Ohr nach außen hinten ziehen.
2. Kinder und Erwachsene, die älter als 1 Jahr alt, sollten ihr Ohr nach außen oben ziehen.

STIRN-TEMPERATUR MESSEN

1. Entfernen Sie bitte die Schutzkappe.
2. Drücken Sie die "Power"-Taste, dann weiter diese Taste drücken, um die Stirn-Temperatur-Modus zu wählen. Die Anzeige wird leuchten, nachdem die Anzeige nicht mehr leuchtet, ist Thermometer vorbereitet zu messen.
3. Stirn-Temperatur messen: legen Sie bitte Sonde auf der Mitte des Stirnes, drücken Sie die Messen-Taste, und dann die Sonde auf dem Stirn langsam rund 3 Sekunden gleiten, dazwischen soll Ton von "Bi Bi" klingeln, wenn Sie den Ton hören, drücken Sie die Messtaste bitte nicht mehr.
4. Die Messergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt und automatisch speichert werden.

Hinweis:

Wenn die Umgebungstemperatur niedrig ist, besteht Stirn-Hauttemperatur eher großen Unterschied, oder wenn Sonde nicht auf der Mitte des Stirnes zieht, wird die Messergebnisse ein bisschen niedrig.

Um das Problem zu lösen, drücken Sie bitte die Messtaste lange, und dann bewegen Sie die Sonde zwischen Augenbraue (oder Tempel). Nachdem Sie bestätigen können, die Sonde die Augenbraue (oder Tempel) Abtasten gleitet hat, lassen Sie die Taste los und die Messung zu beenden.

SPEICHERFUNKTION

Smart-Thermometer kann automatisch die letzten 30 Messdaten von Ohr- und Stirntemperatur speichern.

Hinweis: Wenn Sie aufgezeichneten Temperaturdaten lesen möchten, stellen Sie sicher, dass das Smarte Thermometer Gerät ausgeschaltet ist.

1. Drücken die Messtaste lange, bis das Bildschirm "MEMORY" Symbol zeigt, dann können Sie es lesen.
2. Drücken der Messtaste weiter, um die Daten nacheinander zu lesen.

AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie die "Power" -Taste immer, bis der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird.
2. Dieses Produkt wird automatisch ausgeschaltet, wenn kein Betrieb in einer Minute.

BLUETOOTH-EINSTELLUNGEN

1. Zuerst Koogeek App herunterladen:
Herunterladen-Link: <http://app.koogeek.com/download>.
2. Installieren und sich anmelden: Bitte registrieren Sie ein Konto mit Ihrer Email-Adresse und dann melden Sie sich an, nachdem Sie die APP heruntergeladen haben.
3. Fügen Sie ein Gerät hinzu: öffnen Sie die App und die Homepage eingeben. Klicken Sie auf "+"Taste, um Thermometer hinzuzufügen
4. Klicken Sie auf "Installieren neues Gerät" und dann klicken "Thermometer" Taste, verbinden wählen.
5. Bitte verfolgen Sie die App-Anweisung, um die verbleibenden Schritte fertigzumachen.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ (°C / °F)

Когда продукт находится в выключенном состоянии, нажмите и удерживайте кнопку «Питание / память» в течение 10 секунд, пока на дисплее не появится сообщение: "°C" или "°F" попеременно. Отпустите кнопку, когда на дисплее отображается нужный блок.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В УХЕ

Снимите защитный колпачок.

Для включения нажмите и удерживайте кнопку пока на экране прибора не будут отображаться автоматический режим Ухо. На экране отображается соответствующая функция и светодиод, соответствующий символу мигает 5 раз.

Осторожно потяните ухо вверх и назад, чтобы открыть ушной канал. Вставьте термометр в ушной канал.

Продолжая держать ухо нажмите кнопку "Измерение". Во время нарастания температуры, на дисплее отображается сообщение.

Дождитесь звукового сигнала проверки, прежде чем отпустить кнопку и убрать термометр.

Посмотрите температуру на экране.

Температура автоматически записывается.

Обратите внимание:

Для достижения оптимальной точности, в ухе не должно быть препятствий ушной серой или пробкой.

Не используйте этот термометр с инфекциями уха (отит). Более того, если Ваш ребенок имел несколько инфекций уха, измерение будет менее точным.

Также, как и на всех термометрах, могут наблюдаться незначительные колебания температуры при измерениях один за другим: поэтому рекомендуется проводить несколько чтений (удаление термометра из уха между каждым чтением) и принять самое высокое значение во внимание.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НА ЛБУ

Снимите защитный колпачок.

Для включения нажмите и удерживайте кнопку пока на экране прибора не будут отображаться автоматический режим Лоб. На экране отображается соответствующая функция и светодиод, соответствующий символу мигает 5 раз.

Поместите датчик к середине лба. Нажмите "Кнопку измерения". Медленно приложите датчик к коже на висках.

Когда температура будет определена, на дисплее отобразится сообщение и звуковой

сигнал.

Как только датчик помещается на кожу у виска, отпустите кнопку "Измерение", дождитесь звукового сигнала проверки перед удалением термометра.

Посмотрите температуру на экране.

Температура автоматически записывается.

Обратите внимание:

Это показание температуры следует рассматривать как оценку. Показание температуры лба может зависеть от условий окружающей среды, поскольку датчик является чувствительным к поту, кожному жиру, физической активности и температуре окружающей среды.

Рекомендуется, чтобы вы вытерли лоб перед измерением. В случае существенных различий или, если есть какие-либо сомнения, то измерение в ухе должно быть в приоритете. Мы напоминаем Вам, что существует значительная разница между показаниями температуры уха и температуры лба.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для того, чтобы выключить прибор: нажмите кнопку, пока на экране не появится OFF. Или прибор автоматически выключается через 60 секунд.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

Этот термометр имеет память на 30 чтений. После каждого чтения, температура автоматически записывается в первой пустой памяти, если все пространство памяти используется, первая память автоматически удаляется и заменяется новым чтением и так далее.

Для чтения сохраненной в памяти температуры продукт должен быть выключен.

Нажмите кнопку "измерение", пока на экране не появится MEMORY.

Информация появляется на экране поочередно.

Чтение всех 10 – ти показаний температуры. Для чтения памяти, нажмите кратко на кнопку "измерения" и показатели температуры последовательно будут отображаться один за другим, в режиме Ухо или в режиме Лба, в котором они были приняты.

Для выхода из режима памяти, нажмите кнопку "вкл / выкл" или подождите пока термометр выключится автоматически.

Для удаления сохраненной в памяти температуры:

Войдите в режим памяти.

Нажмите кнопку "Измерение" до появления "DEL". Термометр автоматически выключается.

УСТАНОВКА

Введите <http://app.koogeek.com/download> в мобильном браузере или используйте свой мобильный телефон для сканирования QR-кода приведенного ниже, чтобы загрузить приложение для Koogeek-T1.

1. Установите приложение для Koogeek-T1. Регистрация для новой учетной записи, введите свой и пароль учетной записи и запустите приложение.
2. Нажмите кнопку "меню" в правом верхнем углу, нажмите "Справка" в настройках, выберите Koogeek-T1 для просмотра инструкции по эксплуатации.

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА

1. Введите основной интерфейс приложения, нажмите кнопку "+", чтобы добавить новое устройство.
2. Нажмите кнопку «Установка новых устройств», кнопку "koogeek-T1" и выберите "соединение".
3. Выполните шаги по подсказкам для работы.
4. Завершите установку koogeek-T1.

FAHRENHEIT °F °C

Méthodes de commutation: Lorsque le produit est éteint, s'il vous plaît appuyez sur et le bouton «power» enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche "°C" et "°F" alternativement. Ensuite, relâchez le bouton lorsque l'écran affiche l'unité que vous voulez.

MODES DE MESURE COMMUTATEUR

Lorsque le produit est sous tension, appuyez sur le «pouvoir» pour basculer entre le mode de température de l'oreille et le mode de température de front.

MESURE DE L'OREILLE

1. Retirez le capuchon de protection.
2. Appuyez sur le bouton <power> pendant 2 secondes pour allumer. Le mode par défaut est le mode de température de l'oreille. Le voyant lumineux du mode de température de l'oreille se met à clignoter. Lorsque thermomètre Smart est prêt pour la mesure, l'indicateur cesse de clignoter.
3. Mesure de l'oreille: Tirez doucement l'oreille vers le haut et vers l'arrière pour redresser le conduit auditif, fixer votre tête, et insérez la sonde au niveau du tympan. Appuyez sur le bouton de mesure et de terminer la mesure lorsque vous entendez le son de notification.
4. Les résultats de mesure sont affichés sur l'écran et enregistrées automatiquement.



Façon pour redresser le canal auditif:

1. Les bébés de moins de 1 an devrait tirer l'oreille à direction arrière.
2. Les enfants et les adultes âgés aîné de 1 an devraient tirer l'oreille à l'extérieur et supérieure direction.

FOREHEAD MESURE DE LA TEMPÉRATURE

1. Retirez le capuchon de protection.
2. Appuyez sur le bouton "power" pour allumer, et de continuer à maintenir le bouton d'alimentation pour sélectionner le mode de front. Le voyant lumineux du mode de température de front clignote. Lorsque thermomètre Smart est prêt pour la mesure, l'indicateur cesse de clignoter.
3. Forehead mesure: Placer la sonde dans le milieu des sourcils. Appuyez sur le bouton de mesure et déplacer lentement la sonde sur la peau pendant environ 3 secondes. Relâchez le bouton lorsque vous entendez le son de notification.

4. Les résultats de mesure sont affichés sur l'écran et enregistrés automatiquement.

Remarque:

Lorsque la température ambiante est faible, la température de la peau du front existe plutôt grande différence, ou de la sonde ne parvient pas à diriger à sourcils. Cela pourrait provoquer le résultat que la mesure de l'oreille est inférieur au niveau habituel.

Pour résoudre le problème, s'il vous plaît appuyez et maintenez le bouton de mesure et de déplacer la sonde entre les sourcils (ou temple). Après avoir confirmé la sonde à balayage du sourcil (ou temple), relâchez le bouton et terminer la mesure.

FONCTION DE MÉMOIRE

Fonction de mémoire:

Thermomètre intelligent peut mémoriser automatiquement les dernières 30 ensembles de données de mesure de l'oreille et de la température de front.

Remarque: si vous voulez vérifier les données de température enregistrées, s'il vous plaît assurez-vous que le thermomètre Smarte est hors tension.

1. Appuyez sur le bouton de mesure jusqu'à ce que le symbole de spectacle écran "MEMORY" avant de vérifier les données enregistrées de température.
2. Appuyez sur le bouton de mesure en continu pour afficher les enregistrements à son tour.

ÉTEINDRE

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "power" jusqu'à ce que l'écran éteint automatiquement.

Ce produit sera automatiquement arrêté s'il n'y a pas d'opération en une minute.

RÉGLAGE BLUETOOTH

1. Télécharger Koogeek App: lien de téléchargement <http://app.koogeek.com/download>.
2. Installez et connectez-vous: vous inscrire avec un compte de messagerie et connectez-vous, s'il vous plaît.
3. Ajouter un périphérique: App ouverte et entrer dans la page d'accueil. Cliquez sur le bouton "+" pour ajouter Thermomètre
4. Cliquez sur "installer un nouvel appareil" bouton "thermomètre" et de se connecter.
5. suivez les instructions App pour terminer les étapes restantes, S'il vous plaît.

単位の転換

本製品は二つの単位が搭載しています:摂氏(°C)と華氏(°F)。

転換の方法:本体がオフの状態、画面に°Cと°Fがずっと交互表示するまで、オンボタンを長押しします。選択したい単位が出る時手が離れば、オーケーです

耳の温度・額の温度の測定モードの転換

本体がオンの状態で、オンボタンを押し、測定モードの転換をします。

耳の温度の測定

1. 保護キャップを取り外します。
2. 本体がオンの状態になるように、オンボタンを押します。耳の温度のモードは黙認のモードであり、点滅しているインジケーターが停止した後測定するインターフェイスが出現します。
3. 耳の温度の測定:外耳道がストレートになるように、そっと耳のギャラリーを引っ張り、頭に固定し、検出器が鼓膜にアラインメント挿し込みます。測定ボタンを押し、“ビー”と音がなりましたら、測定完了です。
4. 測定した結果はディスプレイで、自動的に保存します。



外耳道を引っ張る方法

- 1 2ヶ月以下のベビー:外側の後の方向に引っ張ります。
- 1 2ヶ月以上の子供及び大人:外側の上の方向に引っ張ります。

額の温度の測定

1. 保護キャップを取り外します。
2. 本体がオンの状態になるように、オンボタンを押します。オンボタンを押したまま額の温度のモードを選択します。点滅しているインジケーターが停止した後測定するインターフェイスが出現します。
3. 額の温度の測定: 検出器が眉毛の真ん中の位置に置き、測定ボタンを押し、肌の上に約3秒くらいゆっくりスライドし、その間、“ビービー”と音が出たら、測定ボタンが離れます。
4. 測定の結果はディスプレイで、自動的に保存します。

ご注意:

周辺の温度が低い時、額の肌の温度差が高いそうです。検出器が眉毛の真ん中ではない場所に置くと、測定した温度が正常より低くなるかもしれません。この時、測定ボタンを長押しし、同時に検出器が眉毛の真ん中(或いはこめかみ)の位置に繰り返し移動してみてください。検出器が眉毛の真ん中(或いはこめかみ)の位置をスキャンしたことを確認したら、測定完了です

記憶機能

本温度計は自動的に耳や額の温度など総30個の最新の測定数値を保存できます。

ご注意:すでに保存した温度の数値を読み取りたいなら、温度計は必ずオフの状態にしてください。

1. 画面の左上方に“MEMORY”が出現するまで測定ボタンを長押しし、記録をチェックします。
2. 測定ボタンを連続に押し、順番で記録をチェックできます。

シャットダウン

1. 画面が自動的に閉じるまで“電源”ボタンを押します。
2. 本体がオンになって一分間に無操作でしたら、自動的にシャットダウンになります。

ブルートゥースの設定

1. 先ず、Koogeekアプリをダウンロードします: <http://app.koogeek.com/download>.
2. インストール及び登録:アプリをインストールした後、メールアドレスでアカウントを作り、登録します。
3. デバイスの追加:アプリを開け、メンページに入り、“+”をクリックし、温度計を追加します。
4. “新しいデバイスをインストール”→“温度計”という手順でクリックし、デバイスと接続してください。
5. 未完了の設定はアプリの指示に従って操作してください。

CONVERSIONE DI UNITÀ

Questo prodotto ha due tipi di unità: gradi Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

Metodo di conversione: Nello stato spento, premete a lungo il pulsante di accensione fino a quando il display alterna °C e °F fermare, a questo punto l'unità di visualizzazione desiderata può essere lasciato andare.

metodo di conversione della temperatura auricolare e la temperatura della fronte

Nello stato avvio premete il pulsante di accensione per la conversione della modalità di misurazione della temperatura auricolare e la temperatura della fronte.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA AURICOLARE

1. Togliete il cappuccio protettivo.
2. Premete il pulsante di accensione per avviare, le impostazioni predefinite di avvio è la modalità della temperatura auricolare, indicatore di modalità della temperatura auricolare lampeggia in questo momento, si presenta l'interfaccia da misurare dopo si spegne l'indicatore.
3. La misura della temperatura d'orecchio: tirate delicatamente l'orecchio, fate canale uditivo dritto, testa fissa, inserite nel canale uditivo il rivelatore e allineato timpano. Premete il pulsante di misurazione ascoltando il "battito" del suono e la misurazione è completata.
4. I risultati del test vengono visualizzati sullo schermo, e memorizzati automaticamente.



Metodo di raddrizzare il canale uditivo:

I bambini sotto i 12 mesi si deve tirare verso la parte posteriore esterna.

bambini che sono nel 12 mesi o più e adulti: tirare verso la parte superiore esterna.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA FRONTE

1. Togliere il cappuccio protettivo.
2. Premete il pulsante di accensione per avviare, continuata a premere il pulsante di accensione scegliendo la modalità della temperatura di fronte, indicatore lampeggia in questo momento, si presenta l'interfaccia da misurare dopo si spegne l'indicatore.
3. Misurazione della temperatura della fronte: mettete la sonda in posizione tra le sopracciglia, premete il pulsante di misura e far scorrere lentamente il rilevatore sulla pelle per circa tre secondi, accompagnato da un "bip" di suono, rilasciate il pulsante di misura.
4. I risultati del test vengono visualizzati sullo schermo, e memorizzati automaticamente.

Suggerimenti:

Quando la temperatura ambiente è bassa, la differenza di temperatura cutanea fronte è grande, le sopracciglia non sono allineate rilevatore causerà l'orecchio prova a bassa temperatura. A questo punto, premete a lungo il pulsante di misurazione, muovete avanti e indietro la sonda contenente la posizione delle sopracciglia (o tempio) dopo che determinate il rilevatore ha spazzato la posizione delle sopracciglia (o tempio) il pulsante viene rilasciato, la misura è stata completata.

FUNZIONE DI MEMORIA

Il termometro può essere memorizzato automaticamente la temperatura auricolare e la temperatura della fronte, ci sono in totale 30 ultime misurazioni.

Nota: Per leggere la temperatura già memorizzati, il termometro deve essere spento.

1. Premete il pulsante di misura fino a quando si presenta "MEMORY" sull'angolo in alto a sinistra dello schermo per visualizzare i record.
2. Premete continuamente il pulsante di misura per visualizzare registro in successione.

CHIUSURA

1. Tenere premuto il pulsante "Power" fino a quando lo schermo si spegne automaticamente.
2. Dopo l'avvio per 1 minuto senza funzionamento si spegne automatico.

IMPOSTAZIONI BLUETOOTH

1. In primo luogo, scaricate Koogeek APP:
Indirizzo Download: <http://app.koogeek.com/download>.
2. Installazione e Login: Dopo avere installato APP registrate un account utilizzando indirizzo e-mail, effettuate il login dopo la registrazione di successo.
3. Aggiunge dispositivo: Apri APP visitando la pagina principale, fare clic sul pulsante "+" per aggiungere un termometro;
4. Fare clic su "Installa Nuovo Dispositivo", poi fare clic sul pulsante "termometro", selezionate la connessione;
5. Operare i passi rimanenti secondo le istruzioni APP;

CONVERSÃO DE UNIDADES

Este produto tem dois tipos de unidades: graus Cél­sio (°C) e Fahrenheit (°F).

Método de conversão: No estado desligado, por favor, pressione e segure o botão "power" até o display mostrar "C" e "F" alternadamente. Em seguida, solte o botão quando o display está mostrando a unidade desejada.

MODOS DE MEDIÇÃO ALTERNAR

Quando o produto estiver ligado, pressione "power" para alternar entre o modo temperatura de orelha e modo de temperatura de testa.

MEDIÇÃO DA ORELHA

1. Retire a tampa de proteção.
2. Pressione o botão "power" por 2 segundos para ligar. O modo predefinido é o modo de temperatura da orelha. A luz de indicador do modo de temperatura da orelha pisca. Quando termômetro inteligente está pronto para a medição, o indicador pára de piscar.
3. Medição da orelha: Puxe a orelha para cima e para trás para endireitar o canal auditivo, fixe a sua cabeça, e insira a sonda a nível tímpano. Pressione o botão de medição e termine a medição quando você ouvir o som de "tick"
4. Os resultados das medições serão exibidos na tela e gravado automaticamente.



Maneiras para endireitar canal auditivo:

1. Crianças com menos de 12 meses: puxe a parte traseira.
2. Crianças com mais de 12 meses ou adultos: deve puxar a orelha no externo e direção superior.

MEDIÇÃO DA ORELHA

1. Retire a tampa de proteção.
2. Pressione o botão "Power" para ligar, e continue a segurar o botão de Power para selecionar o modo de testa. A luz de indicador de modo de temperatura de testa vai piscar. Quando termômetro inteligente está pronto para a medição, o indicador pára de piscar.
3. Medição Testa: Coloque a sonda no meio das sobrancelhas. Pressione o botão de medição e mover-se lentamente a sonda na pele por cerca de 3 segundos. Solte o botão quando você ouve o som de notificação.
4. Os resultados das medições serão exibidos na tela e gravado automaticamente.

Nota:

Quando a temperatura ambiente é baixa, temperatura da pele na testa existe bastante grande diferença, ou sonda não consegue dirigir em sobrancelhas. Isso pode fazer com o resultado que a medição da orelha é inferior ao nível habitual.

Para resolver o problema, por favor, mantenha pressionado o botão de medição e mover a sonda entre a sobrancelha (ou templos). Depois de ter confirmado a sonda varredura da sobrancelha (ou templo), solte o botão e terminar a medição.

FUNÇÃO DE MEMÓRIA

O termômetro podem ser armazenados automaticamente total de 30 medições mais recentes de termômetro de orelha.

Nota: se você quiser verificar os dados gravados da temperatura, por favor, certifique-se o Smart Termômetro é desligado.

1. Pressione o botão de medição até a tela mostrar o símbolo "MEMORY" antes de verificar os dados gravados temperatura.
2. Pressione o botão de medição continuamente para ver os registros, por sua vez

Desligar:

1. Pressione e segure o botão "Power" até que a tela desliga-se automaticamente.
2. Este produto será desligado automaticamente se não houver operação em um minuto.

BLUETOOTH CONFIGURAÇÃO

1. Primeiro, baixe Koogeek APP: [Link de Baixa e APP](http://app.koogeek.com/download) <http://app.koogeek.com/download>.
2. Instalar e entrar: por favor registrar com uma conta por e-mail e login
3. Adicionar um dispositivo: Abra a App, Entre APP página principal, clique no botão "+" para adicionar um termômetro
4. Clique em "instalar um novo dispositivo" e botão "termômetro" para conectar.
5. Por favor, siga as instruções de APP para terminar etapas restantes

UNIDAD (C / F) CAMBIAR

Cuando el producto está en estado apagado, presione y mantenga presionado el botón "poder / de memoria" durante 10 segundos hasta que la pantalla muestre : " C " o " F " alternativamente Suelte el botón cuando la pantalla está mostrando su unidad deseada.

MEDICIÓN DE LA OREJA

Retire la tapa protectora.

Para encender pulse y mantenga pulsado el botón hasta que las indicaciones se visualizan en la pantalla del aparato muestra automáticamente el modo de oído. La pantalla muestra la función correspondiente y el diodo luminoso correspondiente al símbolo parpadean 5 veces.

Tire suavemente de la oreja hacia arriba y hacia atrás para reforzar el canal auditivo. Inserte el termómetro en el canal auditivo.

Sin dejar de pulsar el oído, presiona el botón "medición". Durante el despegue de la temperatura, la pantalla indica.

Espera el tono del sonido de validación antes de soltar el botón y retirar el termómetro.

Leer la temperatura en la pantalla.

La temperatura se registra automáticamente.

DESCONEXIÓN

Para apagar el aparato : Pulse el botón hasta que la pantalla muestra OFF o el aparato se apaga automáticamente después de 60 segundos.

LA FUNCIÓN DE MEMORIA

Este termómetro tiene una memoria para 30 lecturas. Después de cada lectura, la temperatura se registra automáticamente en la primera memoria vacía si se utiliza todo el espacio de memoria, la primera memoria es borrada y reemplazada por la nueva lectura y así sucesivamente de forma automática.

Para leer las temperaturas memorizadas: El producto debe estar apagado.

Presione el botón de "medición" hasta que aparezca en la pantalla MEMORIA. Aparece la información en la pantalla alternativamente.

Para leer la totalidad de la temperatura 10. Las lecturas en la memoria, pulse brevemente y sucesivamente en "botón de medición", los oídos diferentes temperaturas se muestran uno tras otro como el oído o el modo de la frente en el que se han tomado.

Para salir del modo de memoria, presione el botón "ON / OFF" o esperar a que el termómetro se apagará automáticamente.

Para eliminar las temperaturas memorizadas:

Entrar en el modo de memoria.

aparece pulse el botón "medición" hasta "del". El termómetro se apaga automáticamente.

MENSAJES ESPECÍFICOS

El termómetro inteligente ha sido diseñado para ofrecer información precisa.

Si aparecen los siguientes mensajes en la pantalla, consulte la tabla de abajo y sigue las instrucciones:

[Conectar el dispositivo a través de Bluetooth 4.0](#)

1. Instalación

Introduzca <http://app.koogeek.com/download> en su navegador móvil o utilizar su teléfono móvil para escanear el siguiente código QR para descargar la aplicación para Koogeek-T1.

2. Instale la aplicación para Koogeek-T1. Regístrese para obtener una cuenta nueva, la entrada de su cuenta y la contraseña e iniciar la aplicación.

3. Haga clic en el "menú" en la esquina superior derecha, haga clic en "Ayuda" en la configuración, seleccione Koogeek-T1 para ver el manual de instrucciones.

[Añadir un nuevo dispositivo:](#)

1. Ingrese la interfaz principal de la aplicación, haga clic en el botón "+" para añadir un nuevo dispositivo.

2. haga el clic "instalar un nuevo dispositivos." Haga clic en el botón "koogeek-T1" y seleccione el botón "conexión".

3. Siga los pasos que se le pida que operar.

4. Finalice la instalación de koogeek-T1.

Caution

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Manufactured in accordance with International Standards



Manufacturer



Refer to the instructions



Equipment of BF



Recycling and Processing



The european Union flag



Keep dry



The represent of European Union

EC-Representative :

Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech Consulting Suite B, 29 Harley Street,
LONDON W1G 9QR, United Kingdom.

App Download Address



Contact us :

<http://www.koogeek.com/>

Email:support@koogeek.com